



Brugsinstruktion

Stativ til klinisk risikoaffald 4 Hjul - bokse 30 L og 60 L.

Vægt: 7 kg.

Højde: 88,6 cm.

Bredde: 41,5 cm.

Længde: 45,6cm.

Dansk version

Rev 00/2024



Monteringsinstruktion

1. Træd på fodpedalen for at åbne låget.



2. Løft beholder låsen op.





3. Påmonter beholderen i stativet.



4. Fastgør beholder låsen.





5. Klik låget nede fra og op i stativlåget.



6. Fjern foden fra fodpedalen og stativet er klar til brug.

