

# Brugsinstruktion

## Holder til Mini

Vægt: 42 g

Dansk version

Rev 00/2024



## Holder for vægmontering

1. Monter holder på væg
2. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



## Holder til at hænge

1. Monter krog på holder
2. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



## Holder til vogn

1. Monter speciel stykke på holder
2. Monter herefter på vogn
3. Sæt Kanyleboks i holder med låget oppe



## Andet

1. Alle holder er produceret i rustfri stål

[www.safebox.eu](http://www.safebox.eu)

[www.sundplast.com](http://www.sundplast.com)

AB Sundplast

Box 15084

25015 Helsingborg

Sverige

